

## ACT / ProACT™

### En minimalt invasiv behandling av inkontinens




ACT står för *Adjustable Continence Therapy* eller justerbar kontinensterapi för kvinnor. Det är ett implantat med två små silikonballonger som placeras nära urinröret under urinblåsan genom ett enkelt kirurgiskt ingrepp. Efter ingreppet justerar ansvarig läkare ballongernas volym efter patientens individuella behov. Efter justering ger ballongerna ett effektivt skydd mot oönskat läckage. ACT är en effektiv behandling för kvinnor med stressinkontinens där andra behandlingar som bulkterapi eller slyngoperation har misslyckats.

ProACT™ är motsvarande system för manlig inkontinens där de implantatet placeras bilateralt i periuretrala positionen under blåshalsen. Syftet med ProACT™ är att återskapa en normal blåsfunktion hos patienter med läckage efter en radikal prostatektomi. Ingreppet kan med fördel utföras med ultraljud.

ACT / ProACT™ finns i olika längder och är en bestående behandling som enkelt kan justeras över tiden av behandlande läkare. Behandlingen är helt reversibel då ballongerna med ett enkelt ingrepp kan avlägsnas vid behov. Denna behandlingsform har funnits i kliniskt bruk sedan 2002 och ca 10 000 patienter har behandlats med ACT / ProACT™.

#### Fördelar med ACT / ProACT™:

- Latexfria silikonballonger med titaniumport
- Minimalt invasivt ingrepp ca 30-40 minuter
- Postoperativa justeringar kan göras vid behov
- Helt reversibelt behandlingsalternativ
- De kliniska resultaten visar på en effektiv behandling för både män och kvinnor



SynMed Medicinteknik AB  
Magnus Ladulåsgatan 65  
118 27 Stockholm

Tel: +46 8 760 83 00  
Fax: +46 8 760 59 90  
[www.synmed.se](http://www.synmed.se)  
[info@synmed.se](mailto:info@synmed.se)

Tillverkad av:  
Uromedica, Inc.  
[www.uromedica-inc.com](http://www.uromedica-inc.com)  
[info@uromedica-inc.com](mailto:info@uromedica-inc.com)

Get more from life  
UROMEDICA