

# ATMOS AIR-CHARGED CATHETERS

## En komplett produktlinje luftburna urodynamikkatetrar




*Atmos Air-Charged Catheters (ACC)* är urodynamikkatetrar som vidareutvecklats av tidigare luftburna modeller där Gemini Medical Technologies LCC har tagit fram en modell med slät, rundad spets för säker och enkel insättning. Diametern har minskat till bara 6 Fr vilket gör Atmos ACC-katetrar till minsta diametern av alla tillgängliga luftburna urodynamiska katetrar. Till skillnad från andra katetrar som förblir styva, mjuknar Atmos medicinska polyuretanmaterial inne i kroppen under undersökningen.

Katetrarna är gjorda av PVC, är latexfria och levereras sterilförpackade. Cystometrikatetrarna (Pves & Inf) finns med rak spets eller Coudé-spets för patienter med obstruktion. För uretratrucksprofiler (Pves, Pura & Inf) finns en trekanalig modell med rak spets och 6 cm mellan kanalerna.

Atmos ACC katetrar är helt lägesoberoende och du behöver inte justera tryckgivarna till symfyshöjd som med vattenperfunderade katetrar. Det går även enkelt att nollställa kanalerna när de ligger inne i patienten.

### Atmos ACC urodynamikkatetrar har följande fördelar:

- Atmos ACC katetrarna är mycket enkla att använda och kräver ett minimum av förberedelser
- Färgkodade tryckgivarkablar som fungerar till alla modeller av urodynamiksystem
- Den minsta diametern (6 Fr) på alla luftburna urodynamikkatetrar



SynMed Medicinteknik AB  
Magnus Ladulåsgatan 65  
118 28 Stockholm

Tel: +46 8 760 83 00  
www.synmed.se  
info@synmed.se

Tillverkad av:  
Gemini Medical Technologies LLC  
www.geminimedtech.com  
info@geminimedtech.com

**GEMINI**