

## DANTEC® CLAVIS™

### Kombinerad EMG-apparat och strömstimulator


Dantec® Clavis™ har utvecklats för att du som neurolog kan injicera neurotoxiner med stor noggrannhet. Apparaten som är handhållen och batteridrivna kan mäta EMG med mycket bra ljudkvalitet. Det finns en inbyggd strömstimulator i Dantec® Clavis™ som du med en enkel knapptryckning byter till när du vill stimulera muskeln. EMG ljudet är tydligt med hög kvalitet och den inbyggda strömstimulatorn är enkel att justera under behandlingen. För ökad patientsäkerhet övervakas den elektriska kontakten med patienten vid stimulering.

Apparaten är handhållen och batteridrivna med ett 9 volts batteri som är enkelt att byta. När Clavis™ startar görs en självtest så att du vet att apparaten fungerar korrekt innan behandling.

Dantec® Clavis™ är framtagen av Dantec/Natus som har 30 års erfarenhet av att konstruera kliniska EMG utrustningar. Tillsammans med Dantec® Clavis™ erbjuder vi ett komplett utbud med injektionsnålar och tillbehör.

#### Dantec® Clavis™ erbjuder:

- Tydligt EMG ljud med hög kvalitet
- Den inbyggda strömstimulatorn är enkel att justera under behandlingen
- För ökad patientsäkerhet övervakas den elektriska kontakten med patienten vid stimulering
- Handhållen och batteridrivna med ett 9 volts batteri som är enkelt att byta
- När Clavis™ startar görs en självtest så att du vet att apparaten fungerar korrekt innan behandling.



SynMed Medicinteknik AB  
Magnus Ladulåsgatan 65  
118 27 Stockholm

Tel: +46 8 760 83 00  
www.synmed.se  
info@synmed.se

Tillverkad av:  
Natus Medical Incorporated  
www.natus.com  
info@natus.com

**natus.**  
europe