

## ENTity™ SDXL

### Flexibelt fiberoptiskt nasofaryngoskop - ø 2,7 mm

ENTity™ SDXL är ett flexibelt, nasofaryngoskop med robust design som är en vidareutveckling av tidigare modeller nasofaryngoskop från Optim där skopet nu fått en ny ytdesign som gör det tåligare mot desinfektionsmedel vid rengöring. Diametern på detta laryngoskop är 2,7 mm vilket gör det lämpligt att använda på barn.

ENTity™ SDXL har ett inbyggt och patenterat LED ljuskälla - *OptiLux™* - som ger en överlägset bra ljusstyrka med ett skarpt, vitt ljus på 5500K färgtemperaturområdet för det bästa differentiering av vävnadsfärgerna. Du kan enkelt justera ljusstyrkan med pek fingret under pågående undersökning så du får just den belysning du önskar.

Systemet kan kopplas till ett kamerasystem via USB - *VidCap USB Camera System* - till ett program för inspelning och patientdatahantering som enkelt kan installeras på lämplig dator t ex laptop.

#### ENTity™ SDXL erbjuder följande fördelar:

- Inbyggd och justerbar LED ljuskälla gör systemet enkelt att använda utan externa anslutningar
- Arbetslängd på 300 mm, angulering 110° upp och ner, bildvinkel 85° och skärpedjup 5 - 50 mm
- Systemet är litet, flexibelt och smidigt att flytta med sig vid behov
- Standard 2 års garanti



SynMed Medicinteknik AB  
Magnus Ladulåsgatan 65  
118 27 Stockholm

Tel: +46 8 760 83 00  
Fax: +46 8 760 59 90  
www.synmed.se  
info@synmed.se

Tillverkad av:  
Optim LLC  
www.optim-llc.com  
info@optim-llc.com

