

REFLUX SOFTWARE 6.1

Analysprogram för refluxmätning


Reflux Software 6.1 är ett modernt analysprogram som har utvecklats för att mäta och analysera reflux i matstrupen. Programmet fungerar med de nya inspelningsenheterna som Digitrapper™ pH/Z och Bravo™ CF och känner automatisk av vilken typ av inspelningsenhet du ansluter.

Reflux Software 6.1 är kompatibelt med Windows 10 och skapar rapporter i MS Word eller som PDF-rapporter. En stor förbättring är att patientens personnummer och namn kommer med i rapport-filen vilket underlättar att rapporterna kan importeras i sjukhusets patientjournalssystem.

Om du använder programmet för impedans visas impedanskurvorna som vanliga kurvor eller som en unik konturplott som gör det enklare och tydligare att tolka och analysera undersökningarna. Det har gjorts stora förbättringar i detta program .

Reflux Software 6.1 har följande fördelar:

- Uppladdning till dator via USB-anslutning
- Programmet visar anatomiskt hur sensorerna är placerade i relation till LES
- En ny undersökningshanterare gör det enklare att hålla ordning på tidigare uppladdade och analyserade undersökningar
- Intuitiva grafiska verktyg förenklar tolkning och diagnos av dina patienter
- Enkla och tydliga rapporter i MS Word eller som PDF
- Kompatibel med Bravo™ CF



SynMed Medicinteknik AB
Magnus Ladulåsgatan 65
118 27 Stockholm

Tel: +46 8 760 83 00
www.synmed.se
info@synmed.se

Tillverkad av:
Medtronic plc
www.givenimaging.com
info@givenimaging.com

Medtronic
Further, Together