

SONESTA 6210

En undersökningsbrits vid genomlysning

Sonesta 6210 har utvecklats för att med bästa möjliga patientkomfort göra det möjligt att genomlysa patienten under videofluoroskopi vid en urologisk eller urodynamisk undersökning.

Sonesta 6210 har en stor rörelseförmåga som underlättar det dagliga arbetet och skapar en flexibel produkt som kan användas på många sätt. Utöver de traditionella rörelserna kan bordet låsas i läget mellan rygg och säte med den unika patenterade konstruktionen och rotera rygg/säte från liggande till sittande, samt möjlighet att förflytta patienten från liggande till stående (+90°). En av de mest uppskattade egenskaperna är den låga instegshöjden på 50 cm som underlättar för äldre eller rörelse- nedsatta patienter.

Sonesta 6210 är mobil med fyra låsbara hjul för att enkelt kunna flytta och justera position, och den öppna konstruktionen underlättar vid rengöring. Till standardutrustningen hör bland annat justerbara fotstöd, armstöd, tratt med hållare, men även andra tillbehör finns.

Sonesta 6210 undersökningsbritsar erbjuder:

- Undersökningsbrits speciellt designad för videourody- namik och annan genomlysning
- Ett unikt låsningssystem gör dem möjligt att rotera patienten från liggande till sittande eller stående
- Levereras med tre motorer för höjd, ryggdynans position och sätesdynans position
- Stort utbud av tillbehör gör att du kan anpassa britsen efter dina behov
- Utvecklad och tillverkad i Sverige



SynMed Medicinteknik AB
Magnus Ladulåsgatan 65
118 27 Stockholm

Tel: +46 8 760 83 00
www.synmed.se
info@synmed.se

Tillverkad av:
Sonesta Medical AB
www.sonestamedical.se
info@sonestamedical.se

