



UROMIC SYMPHONY™

Ett modernt och funktionellt urodynamiksystem

Uromic Symphony™ är ett helt nyutvecklat urodynamiksystem med integrerad dator och skärm. Systemet kan justeras i höjdlöd med motor eller manuellt så du enkelt kan hitta en ergonomisk arbetshöjd oavsett om du vill stå eller sitta under undersökningen. Det finns en hylla för vattentätt tangentbord och mus.

Den vattentäta flödesgivaren överför data med ett unikt, trådlöst kommunikationsprotokoll (868 MHz) till systemet. Den har litiumbatterier som inte behöver laddas och kan användas vid normal drift i ca två år. Den flexibla kateterdragaren har en unik magnetdragmekanism som gör den liten och tyst och kateterhållaren kan enkelt autoklaveras.

Uromic Symphony™ kommer med ett nytt urodynamiskt program i vilket olika testprocedurer kan utföras som t ex fritt flöde, fyllnadscystometri, tryck/flöde, Bors isvattentest, uretratricksprofiler, läckagepunktstryck och biofeedback. Systemet kan spela in data från 5 olika kanaler som 1 flödesgivare, 1 infunderad volym, 3 tryck eller läckage och 1 EMG. Alla undersökningsdata kan sparas på server. Det går att koppla en eller flera granskingsstationer för tolkning och analys.

Uromic Symphony™ ger dig följande fördelar:

- Avancerat och intuitivt urodynamikprogram
- Vattentät, trådlös flödesmätare med lång drifttid
- Hög- och sänkbar undersökningsvagn
- Avtorkningsbart tangentbord och mus
- Kan användas med både vattenperfusion eller luftburna katetrar



SynMed Medicinteknik AB
Magnus Ladulåsgatan 65
SE-118 27 Stockholm

Tel: +46 8 760 83 00
www.synmed.se
info@synmed.se

Tillverkad av:
Medkonsult M T s.r.o.
www.mmtsystems.com
info@mmtsystems.com

