

# POPY™ STØTTEPESSAR

## En kostnadseffektiv løsning for vaginal prolaps


POPY™ fra Mediplus var verdens første silikonstøttepessar, anatomisk utformet og med et buet skaft i midten for stabilisering i skjeden. Den konvekse kanten av pessaret plasseres i den bakre vaginale fornix og den konkave kanten vendes mot blæren. Det brukes til kvinner og mer avansert prolaps og forbedrer livskvaliteten ved å dempe effektene av prolaps i pasientens hverdag. POPY™ er lett å bruke da materialet er laget av høykvalitets silikon av medisinsk kvalitet som gjør POPY™ myk og formbar for enkel plassering og fjerning.

Designet av POPY™-serien er et resultat av omfattende samarbeid med både ekspertleger og pasienter for optimal effekt og komfort. POPY™ er en relativt kostnadseffektiv løsning og behandling sammenlignet med kirurgiske inngrep.

Mykheten i materialet i POPY™ reduserer risikoen for erosjon og sikrer en behagelig passform. POPY™ er tilgjengelig i seks forskjellige størrelser for å passe pasientens anatomi: 57, 60, 64, 67, 70, 73, 76, 80, 83, 86 og 89 mm.

### POPY™ støttepessar har følgende fordeler:

- Laget av høykvalitets medisinsk silikon
- Myk og formbar for enkel plassering og fjerning
- Tilgjengelig med normalt langt eller kort skaft



SynMed Medicinteknik AB  
Wergelandsveien 7  
0167 Oslo

Tel: +47 45391000  
[www.synmed.se/no](http://www.synmed.se/no)  
[info@synmed.se](mailto:info@synmed.se)

Produsert av:  
Mediplus Ltd  
[www.mediplusuk.com](http://www.mediplusuk.com)  
[help@mediplusuk.com](mailto:help@mediplusuk.com)

