

# URODYN 1000

## Noggrann och tillförlitlig urinflödesmätare

URODYN 1000 har elegant design och mycket enkel att använda. Den bygger på operativsystemet Windows CE med steg för steg instruktioner på displayen. Utskriften av resultaten vid flödesmätningen är mycket snabb. Rapporten som skapas från flödesmätningen omfattar: miktionstid, flödestid, tid till Qmax, Qmax, medelflöde, mikterad volym och fördröjningstid. Det finns plats att skriva in patient namn och personnummer på rapporten.

Apparaten har ett Thompson filter inbyggt som kan aktiveras när detta är rekommenderat vid vissa läkemedelsstudier. Den spar med automatik de 20 senaste inspelningarna så att kopior kan skrivas ut vid behov.

URODYN 1000 är utvecklad för att fungera med en flödesgivare med roterande skiva, vilket gör att den är mycket okänslig mot artefakter. Det finns också en flödesgivare med vägelement, som används på mottagningar där snabbhet och möjlighet att ta urinprov är viktigt. URODYN 1000 bör monteras på väggen där den tar mindre utrymme och blir lättare att hantera.

URODYN 1000 är en attraktiv klinisk lösning för:

- Icke invasiv urinflödesmätning
- Screening efter avflödeshinder och inkontinensstörningar
- Läkemedelsstudier
- Terapeutisk uppföljning efter kirurgiska ingrepp och medicinsk behandling

