

BEL URODYNAMIKKATETER

En komplett produktlinje for urodynamiske undersøkelser

For mer enn 15 år siden ble en helt ny produktlinje utviklet for urodynamiske kateter, sammen med den italienske produsenten Bioengineering Laboratories srl (BEL). Hensikten var å ta frem et kateter med optimal stivhet for enkel og sikker kateterinnleggelse, og samtidig være myk og føyelig for pasienten under selve undersøkelsen.

2-veis katetrene finnes i ulike størrelser (6, 8, 10F i diameter), og en 3-veis modell (Pves, Pura, Inf) finnes i 9F. Det finnes kateter med Tiemann-tipp, med pigtail og radiopakt materiale for videourodynamik.

Katetrene har standardlengde 400 mm uten ekstra forlengning, hvilket underletter nullstilling til atmosfærisk trykk når pasient allerede er intubert. Det er stor fordel å benytte seg av stive forlengingsslanger, for å unngå og måtte dra ut kateteret ved nullstilling.

BEL Urodynamikkateter har følgende fordeler:

- Meget liten *cross talk* mellom de ulike kanalene, hvilket hindrer forstyrrelser mellom f.eks. infusjonskanalen og Pves
- Stive ved intubering, /innføring men myke og behagelige for pasienten ved kroppstemperatur
- Korte og fargekodede tilkoblinger (Pves=blå, Pura=rød) med standard Luerlock koblinger
- Litet perfusjonshull for Pura, hvilket gir mindre irritasjon ved genomtrekning i urethra

