



DANTEC™ KEYPOINT® G|4

EMG/NCS/EP arbetsstation

Dantec™ Keypoint® G|4 är en fjärde generationen arbetsstation för EMG/NCS/EP mätningar. Det är en vidareutveckling av tidigare system från Dantec där förstärkarna har förbättrats och finns i med 3, 6 eller 8 kanaler. Systemet kommer på en ergonomisk vagn med möjlighet att enkelt justera skärmen och flytta armen till förstärkarna till antingen höger eller vänster sida om apparaten.

Programmet Keypoint.NET har utvecklats i mer än 10 år och är idag väletablerad på svenska marknaden. Det är ett modulärt program där du kan välja just de funktioner som du behöver för din verksamhet: Motor Nerve Conduction, Sensory Nerve Conduction, F-Wave, H-Reflex, Blink Reflex, R-R Analysis, EMG, Single FiberEMG, RNS, EMG Monitor, SEP AEP och VEP. Databasen i Keypoint.NET är en Microsoft SQL-databas som enkelt kan installeras på sjukhusets befintliga servrar. Det går även enkelt att ha flera databaser kopplade till samma system för att på ett smidigt sätt kunna analysera undersökningar från olika sjukhus och avdelningar.

Dantec™ Keypoint® G|4 har följande fördelar:

- Flexibelt program med möjlighet att ändra i protokoll och i rapportmallar
- Kompatibel med Windows 10
- Dedicerat tangentbord med intuitiva snabbtangenter
- Enkel att förflytta vid behov



SynMed Medicinteknik AB
Magnus Ladulåsgatan 65
118 27 Stockholm

Tel: +46 8 760 83 00
www.synmed.se
info@synmed.se

Tillverkad av:
Natus Medical Incorporated
www.natus.com
info@natus.com

natus.
europe