

# POPY™ STÖDPESSAR

## En kostnadseffektiv lösning vid vaginal prolaps


POPY™ från Mediplus är världens första stödpressar i silikon som har en njarformad stödplatta och ett böjt skaft i mitten för stabilisering i slidan. Den konvexa kanten av pessaret sitter i den bakre vaginala fornix och den konkava kanten är vänd mot urinblåsan. Det används vanligtvis för kvinnor med mer avancerat framfall och förbättrar livskvaliteten genom att mildra effekterna av mer avancerade framfall i patientens vardag. POPY™ är enkel att använda då materialet är av högkvalitativt silikon av medicinsk kvalitet som gör att POPY™ är mjuk och formbar för enkel placering och borttagning.

POPY™-seriens design är resultatet av ett omfattande samarbete med både expertläkare och patienter för optimal effekt och komfort. POPY™ kan rekommenderas för kvinnor som inte vill genomgå en operation innan de fått barn. POPY är en relativt kostnadseffektiv och konservativ behandling jämfört med andra kirurgiska ingrepp.

Materialet i POPY™ har en mjukhet minskar risken för erosion och säkerställer en bekväm och säker passform. POPY™ finns i sex olika storlekar för att passa till patientens anatomi: 57, 60, 64, 67, 70, 73, 76, 80, 83, 86 och 89 mm.

### POPY™ stödpressar har följande fördelar:

- Tillverkad av högkvalitativt silikon av medicinsk kvalitet
- POPY™ är mjuk och formbar för att enkelt placeras och tas bort
- Finns tillgänglig med normallångt eller kort skaft



SynMed Medicinteknik AB  
Magnus Laduläsgatan 65  
118 27 Stockholm

Tel: +46 8 760 83 00  
www.synmed.se  
info@synmed.se

Tillverkad av:  
Mediplus Ltd  
www.mediplusuk.com  
help@mediplusuk.com

