

SONESTA P2/P3

En modern undersökningsbrets för urologi och gynekologi

Sonesta P2/P3 är en vidareutveckling för bäst möjliga patientkomfort med fokus att underlätta för användaren att positionera patienten säkert och exakt under olika undersökningar som t ex urodynamik, cystoskopi och biopsi. Sonesta P2/P3 är en komplett undersökningsbrets med stor rörelseförmåga och många praktiska tillbehör som underlättar det dagliga arbetet och skapar en flexibel produkt som kan användas på många sätt. Några av de mest uppskattade egenskaperna är den låga instegshöjden på 40 cm som underlättar för äldre eller rörelsenedsatta patienter och att den kan klara av patienter upp till 210 kg.

Sonesta P2/P3 är utrustad med lätta och starka motorer som är tystgående med snabb prestanda. Den är mobil med två låsbara hjul för att enkelt kunna flytta och justera position. Den öppna konstruktionen underlättar vid rengöring.

Som standardutrustning eller som tillval finns en stor utbud tillbehör, bland annat roterbara armstöd, benstöd, sätesdyna med 170 mm uttag, pappersrullehållare, tratt för flödesmätning, instrumentlåda och justerbara fotstöd.

Sonesta P2/P3 undersökningsbrets erbjuder:

- Två förinställda positioneringar som underlättar vid undersökningar av patienter
- Elektronisk och automatisk chockpositionering med en enkel knapptryckning
- Trådlös fotkontroll som kopplas via Bluetooth®
- Finns med tre motorer för justering av höjd och ryggdynans och sätesdynans position
- Utvecklad och tillverkad i Sverige

